



Hi-Di формамид для генетических анализаторов Honor

Деионизированный формамид для подготовки образцов перед капиллярным электрофорезом

растворитель для ресуспендирования продуктов ПЦР и секвенирования

Honor для серии анализаторов

Hi-Di формамид — деионизированный растворитель для подготовки образцов перед капиллярным электрофорезом на анализаторах серии Honor.

Формамид Hi-Di используется на этапе пробоподготовки: им ресуспендируют очищенные продукты ПЦР или реакции секвенирования, после чего образец денатурируется нагревом и загружается в генетический анализатор для капиллярного электрофореза. Высокая степень деионизации снижает фоновый сигнал при флуоресцентной детекции фрагментов.

Особенности

Назначение

- Используется для ресуспендирования и денатурации очищенных продуктов ПЦР и секвенирования перед загрузкой в генетический анализатор
- Деионизированная формула снижает фоновые помехи при флуоресцентной детекции

Технические характеристики

Модель	Hi-Di формамид
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Назначение	денатурирующий растворитель для подготовки образцов к капиллярному электрофорезу
Совместимость	генетические анализаторы серии Honor (Superbio)

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.