

Красители для дифференциального окрашивания хромосом Servicebio

Реагенты для G-, Q- и R-дифференциального окрашивания хромосомных препаратов

трипсин и краситель Гимза для стандартной методики трипсин-Гимза (G-бэндинг)

Servicebio предлагает набор для модифицированного окрашивания по Гимзе и растворы трипсина — реагенты для дифференциального окрашивания хромосом методом трипсин-Гимза при кариотипировании.

Растворы трипсина обрабатывают хромосомные препараты перед окрашиванием, разрыхляя структуру хроматина, а краситель Гимза формирует характерный полосатый рисунок (G-бэндинг), который используется для идентификации хромосом и выявления структурных перестроек при кариотипировании.

Особенности

Состав

- Набор для модифицированного окрашивания по Гимзе для дифференциального окрашивания хромосом
- Растворы трипсина 0,25% (в PBS или D-Hank's, с ЭДТА или без) для обработки препарата перед окрашиванием по методике трипсин-Гимза (G-бэндинг)

Технические характеристики

АССОРТИМЕНТ

Краситель	набор для модифицированного окрашивания по Гимзе
Ферментная обработка	трипсин 0,25% в PBS или D-Hank's, с ЭДТА или без

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.