



Первичные антитела и системы детекции ИГХ

Первичные антитела Dartmon и полимерные детект-системы ZytoChem Plus для ИГХ-окрашивания

расходные материалы для автостейнеров Dartmon AS610, AS330 PLUS и AS100

0,1-10 мл форматы антител

HRP / AP типы полимерной детекции

6 / 100 мл фасовки наборов ZytoChem Plus

Расходная линейка для ИГХ-окрашивания на автостейнерах Dartmon: первичные антитела Dartmon и полимерные системы детекции ZytoChem Plus (Zytomed Systems / ZytoVision) для визуализации результата реакции.

Первичные антитела Dartmon выпускаются в форматах концентрата и готового к использованию раствора (RTU) и предназначены для иммуногистохимического окрашивания FFPE-срезов на автоматических стейнерах AS610, AS330 PLUS и AS100. Для визуализации связанного антитела используются полимерные системы детекции ZytoChem Plus производства Zytomed Systems / ZytoVision на основе пероксидазы хрена (HRP) или щелочной фосфатазы (AP), включая универсальные и видоспецифичные (anti-Mouse, anti-Rabbit) варианты.

Особенности

Первичные антитела

- Антитела Dartmon доступны в формате концентрата (0,1 / 0,5 / 1 мл) и готового к использованию раствора RTU (3 / 6 / 10 мл)
- В линейке — моноклональные антитела мыши для рутинной и онкологической ИГХ-панели (например, CA19-9, клон DA122)
- Совместимы с автоматическими стейнерами Dartmon AS610, AS330 PLUS и AS100

Системы детекции ZytoChem Plus

- Полимерные наборы на основе HRP (пероксидаза хрена) и AP (щелочная фосфатаза) производства Zytomed Systems / ZytoVision
- Варианты anti-Mouse, anti-Rabbit и универсальный одноэтапный anti-Mouse/Rabbit
- HRP- и AP-полимерные наборы сертифицированы CE-IVD; двухэтапный набор для двойного окрашивания и одноэтапный ZytoChem Fast (AP) anti-Mouse/Rabbit поставляются для научно-исследовательского применения (RUO)

Технические характеристики

Модель	Первичные антитела (концентрат / RTU)	Полимерные детект-системы ZytoChem Plus
ПЕРВИЧНЫЕ АНТИТЕЛА (DARTMON)		
Формат	концентрат или готовый раствор (RTU)	
Объём концентрата	0,1 / 0,5 / 1 мл	
Объём RTU	3 / 6 / 10 мл	
Хозяин антител	мышь (пример: CA19-9, клон DA122)	
Область применения	ИГХ на FFPE-срезах	
ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕТЕКЦИИ ZYTOCHEM PLUS (ZYTOMED SYSTEMS / ZYTOVISION)		
Тип детекции	HRP (пероксидаза хрена) и AP (щелочная фосфатаза)	
Варианты	универсальный, anti-Mouse, anti-Rabbit, one-step anti-Mouse/Rabbit	
Объём набора	6 мл или 100 мл	

Модель	Первичные антитела (концентрат / RTU)	Полимерные детект-системы ZytoChem Plus
Регуляторный статус	HRP- и AP-полимерные наборы — CE-IVD; двухэтапный Double Stain и ZytoChem Fast (AP) one-step anti-Mouse/Rabbit — RUO	
Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.		
Micro Solutions · +7 705 205 00 16 · info@mcrs.kz	Караганды · Алматы · Астана · Ташкент · Бишкек · Баку · Тбилиси · Ереван	