

Полимер Polymer 07 для капиллярного электрофореза

Универсальный разделяющий полимер для коротких и длинных фрагментов на анализаторах Honor

полиакриламидный раствор для секвенирования и фрагментного анализа

- 960 тестов на флакон 7 мл
- 3 840 тестов на флакон 28 мл
- 7 сут срок после вскрытия

Polymer 07 — универсальный разделяющий полиакриламидный полимер для капиллярного электрофореза в генетических анализаторах Honor: подходит и для коротких фрагментов, и для протяжённых прочтений. Полимер заполняет капилляр и формирует разделяющую среду для электрофоретического разделения флуоресцентно меченных фрагментов ДНК по размеру, одновременно образуя покрытие стенки капилляра, контролирующее электроосмотический поток. Поставляется в готовых к использованию флаконах для капиллярных генетических анализаторов Honor.

Особенности

Назначение	Форматы поставки
- Полиакриламидный раствор подобран для разделения фрагментов ДНК известного размера в капиллярном электрофорезе - Формула Polymer 07 универсальна: подходит для коротких фрагментов и для протяжённых прочтений - Формирует покрытие стенки капилляра, контролирующее электроосмотический поток	- Флаконы 7 мл и 28 мл, готовые к использованию - Работает в паре с капиллярным массивом Honor длиной 36 или 50 см

Технические характеристики

Модель	7 мл	28 мл
СОСТАВ И ФОРМАТ		
Тип раствора	Полиакриламидный полимер	
Назначение	Универсальное: короткие фрагменты и протяжённые прочтения	
Объём флакона	7 мл	28 мл
Ёмкость	≈960 тестов	≈3 840 тестов
Срок использования после вскрытия	7 суток или до истечения срока годности	

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.