




Расходные материалы для люминесцентных и планшетных методов Berthold

Микропланшеты и расходные материалы для люминесцентных и мультимодальных ридеров Berthold

планшеты 96/384 лунки, тест-планшеты для контроля качества и очистка инжекторов

96/384 форматы планшетов

белые/чёрные исполнения под люминесценцию и флуоресценцию

стерильно варианты для клеточных культур

Расходные материалы Berthold для люминесцентных и планшетных методов — белые и чёрные микропланшеты 96 и 384 лунки, тест-планшеты для контроля качества и раствор для очистки JET-инжекторов приборов TriStar и Centro.

Микропланшеты подбираются под тип измерения: белые непрозрачные — для люминесценции и родственных технологий (BRET, AlphaScreen, TRF, HTRF), чёрные — для флуоресценции, FRET и FP, варианты с прозрачным дном — для абсорбции. Для клеточных анализов доступны стерильные планшеты, обработанные для культур клеток, с крышкой и индивидуальной упаковкой. Клеящая фольга с прозрачным дном снижает межлуночную засветку. Отдельная линейка расходных материалов поддерживает обслуживание приборов: раствор Cleanit Daily для ежедневной очистки JET-инжекторов, комплекты реагентных фильтров и тест-планшеты LB 9515/LB 9516 для контроля люминесцентного и абсорбционного каналов.

Особенности

Микропланшеты

- Белые планшеты с непрозрачным дном — для люминесценции, BRET, AlphaScreen, TRF, HTRF
- Чёрные планшеты — для флуоресценции, FRET, FP, TRF, HTRF; варианты с прозрачным дном — под абсорбцию
- Стерильные планшеты, обработанные для культур клеток, с крышкой и индивидуальной упаковкой — для клеточных анализов

Контроль качества и обслуживание

- Тест-планшеты LB 9515 (люминесценция) и LB 9516 (абсорбция, VIS) для контроля стабильности прибора
- Набор Luminescence Performance Kit для оценки чувствительности люминесцентного канала
- Раствор Cleanit Daily для ежедневной очистки JET-инжекторов, комплект реагентных фильтров на 10 шт.

Технические характеристики

Модель	Расходные материалы Berthold
МИКРОПЛАНШЕТЫ	
Форматы	24, 96 и 384 лунки (ANSI/SLAS)
Цвет / дно	белые (непрозрачное или прозрачное дно) и чёрные (непрозрачное, прозрачное дно или белые лунки)
Назначение	люминесценция, BRET, AlphaScreen, TRF, HTRF, флуоресценция, FRET, FP, абсорбция — по исполнению
Стерильность и упаковка	есть стерильные варианты, обработанные для культур клеток, с крышкой, в индивидуальной упаковке
Совместимая плёнка	клеящая фольга с прозрачным дном для снижения cross-talk

Модель	Расходные материалы Berthold
ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	
Раствор для очистки инжекторов	Cleanit Daily, 2×250 мл
Комплект фильтров для реагентов	10 шт.
Тест-планшеты	LB 9515 — контроль люминесценции; LB 9516 — контроль абсорбции (VIS)
Набор проверки чувствительности	Luminescence Performance Kit

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.