




Среды для клеточных культур Servicebio

Базовые среды, сыворотки и растворы для пассирования клеточных культур

линейка сред DMEM, RPMI-1640, MEM и растворов трипсина для рутинной лаборатории

- DMEM базовая среда
- RPMI-1640 базовая среда
- 0,25% трипсин-раствор

Servicebio предлагает линейку базовых сред, добавок и растворов для пассирования — для повседневного культивирования клеточных линий в лаборатории. В ассортимент входят готовые к использованию базовые среды (DMEM, RPMI-1640, MEM, в том числе с HEPES) для адгезивных и суспензионных культур, а также растворы трипсина для отделения адгезивных клеток при пассировании и бессывороточная среда для криоконсервации клеток с ДМСО.

Особенности

Ассортимент сред

- Базовые среды DMEM и RPMI-1640 для адгезивных и суспензионных культур
- Среда MEM, в том числе с HEPES, для адгезивных клеточных линий

Реагенты для пассирования и хранения

- Растворы трипсина 0,25% (в PBS или D-Hank's, с ЭДТА или без) для диссоциации адгезивных клеток при пассировании
- Бессывороточная безбелковая среда для заморозки клеток с ДМСО

Технические характеристики

АССОРТИМЕНТ	
Базовые среды	DMEM, RPMI-1640, MEM (в т. ч. с HEPES)
Растворы для пассирования	трипсин 0,25% в PBS или D-Hank's, с ЭДТА или без
Среды для криоконсервации	бессывороточная безбелковая среда для заморозки клеток с ДМСО

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.