



Контрольные материалы и калибраторы для внутрилабораторного контроля качества

Контроли и калибраторы RECIPE и Erba для ежедневного внутрилабораторного контроля качества

ClinChek/ClinCal RECIPE для хроматографии и сыворотки Erba для клин. химии

ClinChek/ClinCal контроли и калибраторы RECIPE

Erba контрольные сыворотки

2 производителя

Контроли и калибраторы двух производителей — RECIPE (ClinChek®/ClinCal®) и Erba — закрывают внутрилабораторный контроль качества как хроматографических, так и рутинных биохимических методов.

Линейка RECIPE ClinCal®/ClinChek® калибрует и ежедневно контролирует хроматографические и фотометрические методы (ВЭЖХ, ЖХ-МС/МС, фотометрия) на нативных матрицах человека, повторяя панель аналитов основных наборов RECIPE — от витаминов и аминокислот до препаратов терапевтического мониторинга. Контрольные сыворотки Erba дополняют этот набор контролями для рутинных биохимических и иммунотурбидиметрических исследований на анализаторах клинической химии, обеспечивая внутрилабораторный контроль качества по более широкому кругу методов.

Особенности

ClinChek® и ClinCal® (RECIPE)

- ClinCal® калибрует аналитическую систему (ВЭЖХ, ЖХ-МС/МС, фотометрия) под конкретный метод и аналит
- ClinChek® — контроли на нативных матрицах человека для ежедневной проверки правильности и воспроизводимости результатов
- Панель охватывает витамины, аминокислоты, катехоламины, микроэлементы, порфирины, стероиды и препараты терапевтического мониторинга — те же направления, что и наборы ClinRep/ClinMass

Контрольные сыворотки Erba

- Дополняют линейку RECIPE контролями для рутинных биохимических и иммунотурбидиметрических методов клинической химии
- Используются для ежедневного внутрилабораторного контроля качества на анализаторах клинической химии

Технические характеристики

Модель	ClinChek® / ClinCal® (RECIPE)	Контрольные сыворотки Erba
RECIPE CLINCHEK® / CLINCAL®		
Методы	ВЭЖХ, ЖХ-МС/МС, фотометрия	
Матрицы	моча, плазма, сыворотка, цельная кровь	
Производство	RECIPE Chemicals + Instruments GmbH, Мюнхен, Германия	
ERBA — КОНТРОЛЬНЫЕ СЫВОРОТКИ		
Назначение	контроль качества рутинной клинической химии	

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.