



Анализатор гликированного гемоглобина H9

ВЭЖХ-анализатор HbA1c с загрузчиком на 110 проб и отдельной STAT-позицией для срочных образцов

с отдельными режимами Variant и β -талассемия и экраном 8 дюймов

110+1 проб + STAT

130 с HbA1c/тест

NGSP/IFCC стандартизация

H9 — полностью автоматический ВЭЖХ-анализатор Lifotronic для определения HbA1c, распознавания вариантов гемоглобина и расширенного исследования образцов в режиме β -талассемии. Загрузчик на 110 образцов и отдельная STAT-позиция рассчитаны на лаборатории со значительным потоком исследований.

Система выполняет анализ HbA1c методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и поддерживает два режима: Variant и β -Thalassemia. Непрерывная загрузка на 110 образцов позволяет пополнять очередь без остановки работы, а отдельная STAT-позиция используется для срочной пробы. Двухволновое детектирование снижает влияние фонового сигнала. Управление и просмотр результатов выполняются на восьмидюймовом экране.

Особенности

Производительность

- Непрерывная загрузка на 110 образцов без остановки анализа
- Отдельная STAT-позиция для срочной пробы
- Результат HbA1c за 130 секунд в режиме Variant

Режимы анализа

- Режим Variant — HbA1c и варианты гемоглобина
- Режим β -Thalassemia — расширенное исследование фракций, 380 с/тест

Эксплуатация

- Двухволновое детектирование снижает фоновый сигнал
- Управление и просмотр результатов на экране 8 дюймов
- Результаты стандартизованы по NGSP и IFCC

Технические характеристики

Модель	H9
МЕТОД И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Метод	ВЭЖХ (HPLC)
Загрузчик	110 проб + 1 STAT-позиция
Время анализа, режим Variant	130 с/тест
Время анализа, режим β -Thalassemia	380 с/тест
ИНТЕРФЕЙС	
Дисплей	8 дюймов
Стандартизация	NGSP, IFCC

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.