




Хроматографические колонки для ВЭЖХ и ГХ

Колонки и предколонки для ВЭЖХ и ГХ, подбираемые под метод анализа

ассортимент под конкретную методику и тип детектирования

ВЭЖХ жидкостная хроматография

ГХ газовая хроматография

Хроматографические колонки и предколонки для ВЭЖХ и ГХ — расходный материал, который подбирается под конкретную методику и оборудование лаборатории.

Ассортимент включает колонки для жидкостной и газовой хроматографии, а также предколонки, защищающие основную колонку от загрязнения пробой.

Особенности

Ассортимент

- Колонки для ВЭЖХ различной химии сорбента и размерности под конкретный метод
- Колонки для газовой хроматографии под разные классы летучих соединений
- Предколонки для защиты основной аналитической колонки от загрязнения пробой

Технические характеристики

Модель	Колонки ВЭЖХ	Колонки ГХ	Предколонки
КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Тип	колонки ВЭЖХ, колонки ГХ, предколонки		
Подбор	под метод и прибор заказчика		

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.