




Лиофилизированные микросферы для STR- типирования YESU

Готовые к использованию
лиофилизированные реагенты для ДНК-
идентификации личности

формат реагента в линейке STR-наборов YESU для
судебной генетики

YESU линейка STR-наборов

лиофилизат формат реагента

Лиофилизированные микросферы — сублимационно высушенная форма реагентов линейки YESU для мультиплексной амплификации STR-локусов, применяемая в судебно-генетических исследованиях: идентификации личности, установлении родства и пополнении криминалистических баз данных.

Реагенты поставляются в виде лиофилизированных микросфер — формат, при котором компоненты ПЦР-смеси стабилизированы в твёрдой форме и восстанавливаются непосредственно перед амплификацией. Формат относится к линейке STR-наборов YESU и сохраняет общее назначение линейки — мультиплексную амплификацию STR-локусов с последующим анализом на капиллярном генетическом анализаторе.

Особенности

Назначение

- Лиофилизированная (высушенная сублимацией) форма реагентов линейки YESU для мультиплексной амплификации STR-локусов
- Применяется для идентификации личности, установления родства и пополнения криминалистических баз данных

Технические характеристики

Модель	Лиофилизированные микросферы
ФОРМАТ	
Форма реагента	лиофилизированные микросферы (гранулы)
Линейка	YESU

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.