




Наборы STR-типирования YESU, аутосомные локусы

Мультиплексные STR-наборы для идентификации личности без обязательной экстракции ДНК

прямая амплификация с FTA-карт, мазков и фильтровальной бумаги

YESU линейка STR-наборов **FTA/мазки** без экстракции ДНК

Линейка мультиплексных STR-наборов YESU для аутосомных локусов (21Plex, A27Plex, A33Plex, NC22Plex): идентификация личности и установление родства методом капиллярного электрофореза, с возможностью прямой амплификации без экстракции ДНК.

Наборы линейки YESU выполняют мультиплексную ПЦР-амплификацию набора аутосомных STR-локусов с флуоресцентной меткой; продукты реакции анализируются на капиллярном генетическом анализаторе. Для представителя линейки — набора 21Plex — производитель подтверждает возможность прямой амплификации с образцов на картах FTA, фильтровальной бумаге и мазках без отдельного этапа экстракции ДНК, а также работу с уже выделенной ДНК. Результаты используются для идентификации личности, установления родства и пополнения криминалистических баз данных.

Особенности

Назначение

- Мультиплексная амплификация аутосомных STR-локусов с флуоресцентной детекцией на капиллярном генетическом анализаторе
- Применяются для ДНК-идентификации личности, установления родства и пополнения криминалистических баз данных

Особенности (по набору 21Plex)

- Производитель заявляет амплификацию менее чем за 2 ч
- Поддерживается прямая амплификация с образцов на картах FTA, фильтровальной бумаге и мазках без предварительной экстракции ДНК, а также с экстрагированной ДНК

Технические характеристики

Модель	21Plex	A27Plex	A33Plex	NC22Plex
ФОРМАТ И СОВМЕСТИМОСТЬ				
Метод	мультиплексная ПЦР с флуоресцентной детекцией на капиллярном генетическом анализаторе			
Типы образцов (набор 21Plex)	FTA-карты, фильтровальная бумага, мазки, экстрагированная ДНК			
Время амплификации (набор 21Plex)	менее 2 ч			

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.