




Расходные материалы для капиллярных генетических анализаторов Honor

Капиллярные массивы, полимер, буфер и Hi-Di формамид для анализаторов Honor

расходные материалы для секвенирования по Сэнгеру, фрагментного анализа и STR

36/50 см длина капилляров

04/07 типы полимера

Комплект расходных материалов для капиллярных генетических анализаторов Honor (Superbio): капиллярные массивы, полимеры, буфер, Hi-Di формамид и аксессуары для загрузки образцов — для секвенирования по Сэнгеру, фрагментного анализа и STR-типирования.

Расходные материалы обеспечивают работу капиллярных генетических анализаторов серии Honor: сменные капиллярные массивы выполняют разделение фрагментов ДНК, полимеры служат разделяющей средой, буфер и Hi-Di формамид используются при подготовке и запуске проб, а планшеты, септы и адаптеры — для загрузки образцов в прибор.

Особенности

Состав комплекта

- Капиллярные массивы длиной 36 или 50 см — сменный узел для капиллярного электрофореза
- Разделяющие полимеры Polymer 04 и Polymer 07
- Буфер и Hi-Di формамид для подготовки и запуска проб
- Планшеты, септы и адаптеры для загрузки образцов в прибор

Технические характеристики

Модель	Капиллярные массивы	Полимеры	Буфер и формамид	Планшеты и адаптеры
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Капиллярные массивы	36 см, 50 см			
Полимеры	Polymer 04, Polymer 07			
Буфер	для капиллярного электрофореза			
Формамид	Hi-Di формамид			
Аксессуары для загрузки	планшеты, септы, адаптеры			

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.