




Расходные материалы для жидкостной цитологии Lituo (LTS-3000A/B)

Консервирующий раствор, виалы, цитощётки и стёкла для процессоров LTS-3000A/B

расходные материалы для взятия, хранения и окраски цервикальных проб

Расходные материалы Lituo для жидкостной цитологии — консервирующий раствор, виалы, цитощётки и стёкла для процессоров LTS-3000A и LTS-3000B.

Комплект расходных материалов обеспечивает полный цикл жидкостной цитологии: цитощётка используется для взятия цервикального образца, консервирующий раствор и виала — для хранения и переноса клеточного материала в процессор, а предметные стёкла для LBC — для приготовления тонкослойного препарата после автоматической обработки.

Особенности

Состав комплекта

- Консервирующий раствор для хранения и транспортировки клеточного материала до обработки
- Виалы для сбора и переноса образца в процессор
- Цитощётки для взятия цервикального материала
- Предметные стёкла для жидкостной цитологии (LBC)

Технические характеристики

НАЗНАЧЕНИЕ	
Совместимость	процессоры Lituo LTS-3000A и LTS-3000B

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.