




# Расходные материалы Lifotronic для ВЭЖХ-анализаторов HbA1c

## Колонки и буферные растворы для линейки ВЭЖХ-анализаторов HbA1c Lifotronic

совместимы с H8, H9, H100, H100Plus и GH-900Plus

**ВЭЖХ** метод **5** совместимых анализаторов

Расходные материалы Lifotronic для линейки ВЭЖХ-анализаторов гликированного гемоглобина — колонка и буферные/промывочные растворы, совместимые с моделями H8, H9, H100, H100Plus и GH-900Plus.

Комплект расходных материалов обеспечивает работу метода высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторах Lifotronic линейки H8/H9/H100/H100Plus/GH-900Plus: колонка выполняет разделение фракций гемоглобина, а буферные и промывочные растворы поддерживают стабильную работу жидкостного тракта прибора.

### Особенности

#### Совместимость

- Комплект включает ВЭЖХ-колонку и буферные/промывочные растворы для анализаторов линейки Lifotronic
- Подходит для моделей H8, H9, H100, H100Plus и GH-900Plus

### Технические характеристики

| Модель                      | Расходные материалы для H8/H9/H100/H100Plus/GH-900Plus |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| СОВМЕСТИМОСТЬ               |                                                        |
| Совместимые анализаторы     | H8, H9, H100, H100Plus, GH-900Plus                     |
| Метод                       | ВЭЖХ (HPLC)                                            |
| Состав расходных материалов | ВЭЖХ-колонка, буферный и промывочный растворы          |

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.