




Буфер для капиллярных генетических анализаторов Honor

Рабочий буфер для капиллярного электрофореза в анализаторах серии Honor

расходный материал для резервуаров электрофоретической системы прибора

Honor для серии анализаторов

Буфер — расходный материал для капиллярных генетических анализаторов серии Honor: обеспечивает электропроводность в буферных резервуарах при разделении фрагментов ДНК.

Буфер заливается в анодный и катодный резервуары генетического анализатора и обеспечивает прохождение электрического тока через капилляры во время электрофоретического разделения меченых фрагментов ДНК. Является типовым расходным материалом, который регулярно обновляется в ходе эксплуатации прибора.

Особенности

Назначение	Использование
- Обеспечивает электропроводность в буферных резервуарах при разделении меченых фрагментов ДНК в капиллярах - Расходуется в ходе штатной работы генетических анализаторов серии Honor	- Заменяется по регламенту обслуживания прибора - Поставляется как расходный материал для лабораторий, эксплуатирующих платформу Honor

Технические характеристики

Модель	Буфер
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Назначение	рабочий буфер для капиллярного электрофореза
Совместимость	генетические анализаторы серии Honor (Superbio)

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.