




ПО Gene Sequencing Analysis для секвенирования по Сэнгеру

Коррекция данных, сборка
последовательности и оценка качества
секвенирования

модуль анализаторов Honor для обработки результатов
секвенирования по Сэнгеру

по секвенированию по Сэнгеру

Gene Sequencing Analysis — программный модуль
капиллярных генетических анализаторов Honor
(Superbio) для коррекции данных, формирования
последовательности ДНК и оценки качества
секвенирования по Сэнгеру.

Модуль обрабатывает первичные данные капиллярного
электрофореза, выполняет их коррекцию и формирует
итоговую последовательность ДНК с оценкой качества
— применяется для секвенирования по Сэнгеру на
анализаторах серии Honor.

Особенности

Функции

- Коррекция данных капиллярного электрофореза
- Формирование последовательности ДНК и оценка её качества

Технические характеристики

Модель	Gene Sequencing Analysis
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Совместимые приборы	капиллярные генетические анализаторы серии Honor (Superbio)
Функция	коррекция данных, формирование последовательности, оценка качества

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.