



Сосуды для биореакторов xCUBIO

Сменные сосуды для биореакторов xCUBIO — стекло и нержавеющая сталь, 0,5-10 л

одно- и двустенные исполнения, комплектация под микробные или клеточные культуры

0,5-10 л линейка объёмов

Стекло/сталь материалы

МО/СС комплектация под микробные/клеточные культуры

Сменные сосуды bbi-biotech для биореакторов xCUBIO — стеклянные и стальные исполнения объёмом от 0,5 до 10 л, укомплектованные под микробные или клеточные культуры.

Линейка включает одностенные стеклянные сосуды с нагревательной мантией, двустенные стеклянные сосуды с циркуляцией теплоносителя через рубашку и двустенные автоклавируемые сосуды из нержавеющей стали. Объёмный ряд — 0,5 л, 1 л, 2 л, 5 л и 10 л. Сосуды поставляются в комплекте с типовой арматурой в исполнении под микробные культуры (МО) или клеточные культуры (СС), с возможностью установки датчиков.

Особенности

Материалы и конструкция

- Одностенный стеклянный сосуд с нагревательной мантией
- Двустенный стеклянный сосуд с циркуляцией теплоносителя через рубашку
- Двустенный автоклавируемый сосуд из нержавеющей стали

Объёмный ряд

- 0,5 л, 1 л, 2 л, 5 л и 10 л

Комплектация

- Поставляются в комплекте с типовой арматурой в исполнении под микробные культуры (МО) или клеточные культуры (СС)
- Предусмотрена установка датчиков pH, растворённого кислорода, температуры, пены и уровня

Технические характеристики

Модель	Одностенный стеклянный	Двустенный стеклянный	Двустенный стальной
МАТЕРИАЛ И ОБЪЁМ			
Материал	боросиликатное стекло (одно-/ двустенное)	боросиликатное стекло (одно-/ двустенное)	нержавеющая сталь (двустенная, автоклавируемая)
Объём	0,5-10 л	0,5-10 л	2-10 л
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ			
Способ обогрева/охлаждения	нагревательная мантия	рубашка для циркуляции теплоносителя	рубашка для циркуляции теплоносителя
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОРТОВ			
Исполнение	МО — под микробные культуры; СС — под клеточные культуры		

Характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Аксессуары и опции

- Крышка для сосуда из нержавеющей стали 10 л — герметичное закрытие сосуда
- Корзина-баффл для сосуда из нержавеющей стали 10 л — турбулизация потока при перемешивании

- **Комплект шланговых соединений для сосудов 5 л/10 л** — подключение линий теплоносителя